

Sugi®-Plast

REF 30702

15 x 1 transparentes Kompressionspflaster 72 x 38 mm
15 x 1 transparent pressure wound dressing 72 x 38 mm

Kompressionspflaster aus Sugi® Material, PU-Folie mit hautfreundlichem PSA-Kleber

Art der Anwendung

- Zum Aufsaugen von Blut und Sekret
- Zum Wundschutz

Besondere Hinweise

Sugi Saugprodukte sind wie Verbandstoffe zu entsorgen.
Die Sterilität ist nur in unbeschädigter Verpackung gewährleistet.

Pressure bandaid made of Sugi® material, PU-foil with eudermic PSA-adhesive

Indication

- Wound protection
- For absorption of blood and secretion.

Please note

Sugi absorbent materials should be disposed of like bandaging materials.
Sterility is only guaranteed if the packaging is undamaged.

